

Система Вагинального Hifu 4D И Фейслифтинга Hifu

Артикул: BL-509



введение

Профессиональная система 2-в-1: вагинальный HIFU и 4D HIFU для лица для профессиональных медицинских эстетических клиник. Неинвазивное подтягивание кожи, удаление морщин, коррекция фигуры и омоложение интимных зон с помощью зондов 4D multi-line и вагинального HIFU. Стимулирует выработку коллагена, не требует реабилитации, безопасна и эффективна.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Уменьшение морщин на лице	Использует картриджи DS-1.5 и DS-3.0 для доставки сфокусированного ультразвука в эпидермис и дерму, стимулируя выработку коллагена и эластина в таких областях, как «гусиные лапки», лобные линии и периоральные морщины.	Сглаживает мелкие морщины и улучшает текстуру кожи с помощью естественной процедуры без реабилитации.
Подтяжка всего лица	Использует картридж DS-4.5 на глубине 4,5 мм для воздействия на слой SMAS, подтягивая опустившиеся щеки, подбородок и брови для эффекта подтяжки лица без операции.	Обеспечивает видимый лифтинг и сужение овала лица без разрезов.
Контуринг линии челюсти и подбородка	Использует картриджи 4,5 мм и опциональный 8 мм для подтяжки подбородочной кожи и переопределения линии челюсти, уменьшая проявление двойного подбородка.	Создает более четкий и молодой профиль лица.
Коррекция фигуры и уменьшение жира	Опциональный картридж 13 мм фокусирует тепловую энергию в подкожных жировых слоях, вызывая липолиз и уменьшая локальные жировые отложения на животе, боках и бедрах.	Неинвазивная скульптурирование тела с измеримым уменьшением объема.
Улучшение рубцов и пор	Поверхностные зонды 1,5 мм и 3,0 мм стимулируют ремоделирование коллагена для заполнения атрофических рубцов и уменьшения расширенных пор.	Восстанавливает гладкую, ровную поверхность кожи и уменьшает размер пор.
Улучшение тона кожи и сияние	Картридж 3,0 мм ускоряет обновление клеток и синтез коллагена, что приводит к улучшению тона кожи, уменьшению пигментации и более сияющему цвету лица.	Достигает молодого сияния и ровного тона кожи.
Вагинальное подтягивание	Специальные вагинальные картриджи 3,0 мм и 4,5 мм доставляют HIFU в собственную пластинку и мышечный слой, вызывая денатурацию коллагена и последующее сужение вагинального канала.	Улучшает тон влагалища, повышает интимный комфорт и поддерживает сексуальное здоровье.
Увлажнение и повышение чувствительности	Подслизистое лечение на глубине 3,0 мм ускоряет регенерацию клеток и способствует естественному увлажнению, омолаживая функцию желез.	Облегчает сухость влагалища и повышает чувствительность для улучшения интимного удовлетворения.
Уменьшение мешков и кругов под глазами	Точное воздействие на деликатную периорбитальную область картриджем 1,5 мм укрепляет кожу и уменьшает проявление мешков и темных кругов под глазами.	Освежает область глаз, делая взгляд более ярким и молодым.

Параметр	Характеристика
Модель	BL-509
Режимы	Вагинальный HIFU и фейслифтинг 4D HIFU
Мощность	400 Вт
Напряжение	100-240В, 50Гц/60Гц

Параметр	Характеристика
Энергия	До 2,0 Дж
Вагинальные картриджи	3,0 мм и 4,5 мм
Картриджи для лица	1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм (8 мм и 13 мм опционально)
Импульсов на картридж	10 000 импульсов
Общая емкость импульсов	50 000 импульсов
Зонд для лица DS-4.5	4 МГц, глубина проникновения 4,5 мм (нацелен на слой SMAS)
Зонд для лица DS-3.0	8 МГц, глубина проникновения 3,0 мм (нацелен на дерматальный коллагеновый слой)
Зонд для лица DS-1.5	10 МГц, глубина проникновения 1,5 мм (нацелен на эпидермальные ткани)
Вагинальный зонд 4,5 мм	Доставляет энергию в слой SMAS для сокращения и подтяжки
Вагинальный зонд 3,0 мм	Доставляет энергию в подслизистые ткани для регенерации коллагена
Вес брутто	25 кг
Габариты упаковки	65 x 40 x 70 см