

Аппарат Для Моделирования Тела Emslim Neo Nova (Ems Sculpting)

Артикул: BL-614



введение

Профессиональное оборудование для моделирования тела с использованием высокоинтенсивного электромагнитного поля и РЧ-энергии для одновременного наращивания мышц и снижения жира. Неинвазивная, безболезненная процедура с четырьмя манипулами для лечения нескольких пациентов одновременно. Достижение 30 000 сокращений за 30 минут. Моделирование пресса, ягодиц, рук и бедер. Идеально подходит для клиник и салонов.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Моделирование живота	Использует супрамаксимальные сокращения для воздействия на прямую и косые мышцы живота, наращивая плотные, рельефные мышцы, в то время как тепло RF ускоряет сжигание жира на животе.	Достижение видимого кубиков пресса и силы кора без скручиваний; обычно заметно после 4 сеансов.
Подтяжка и тонус ягодиц	Сосредотачивается на ягодичных мышцах для увеличения объема и подъема, одновременно уменьшая жировые отложения в прилегающих областях для создания очерченных, форменных ягодиц.	Нехирургическая подтяжка ягодиц, эквивалентная интенсивным приседаниям, с улучшением формы и упругости.
Тонус и рельеф рук	Стимулирует бицепсы и трицепсы с помощью глубоких электромагнитных импульсов, повышая мышечный тонус и устраняя дряблый жир под руками.	Подтягивает и моделирует руки, убирая «крылья» и создавая более эстетичный вид верхней части тела.
Моделирование бедер	Применяет энергию к квадрицепсам и бицепсам бедер для укрепления мышц и целенаправленного снижения жира на внутренней и внешней поверхности бедер.	Уменьшает объем бедер, наращивая сухую мышечную массу, создавая более пропорциональные, стройные ноги.
Восстановление после родов	Помогает новым мамам восстановить целостность мышц кора и уменьшить жир на животе после беременности, включая устранение диастаза прямых мышц живота.	Безопасно вернуть уверенность в дородовой фигуре без операции или изнурительных упражнений.
Мульти-зональное лечение всего тела	Использует все четыре манипулы для одновременного лечения живота, ягодиц, рук и бедер в течение одного 30-минутного сеанса.	Максимизирует эффективность, предлагая комплексное моделирование за один визит для клиентов, ценящих время.
Экспресс-тонус перед мероприятием	Обеспечивает мгновенную активацию мышц и тепловое подтягивание для немедленного эстетического эффекта перед свадьбами, отпуском или фотосессиями.	Видимое улучшение мышечного тонуса и упругости кожи в течение нескольких часов, без восстановления.

Категория характеристики	Деталь
Модель	BL-614
Основная технология	Высокоинтенсивное сфокусированное электромагнитное поле (НИЭМТ) в сочетании со сфокусированной монополярной радиочастотой (RF)
Конфигурация манипул	4 манипулы; каждая независимо регулируется; поддерживает синхронную или раздельную работу; эргономичный дизайн на 180° для изогнутых участков тела

Категория характеристики	Деталь
Глубина проникновения энергии	До 8 см в глубину в мышечные и жировые слои
RF-нагрев	Температура контролируется в диапазоне 43–45 °C; сфокусированная монополярная RF-энергия напрямую воздействует на жировую ткань
Мышечная стимуляция	До 30 000 супрамаксимальных сокращений за 30-минутный сеанс, эквивалент 30 000 скручиваний/приседаний
Режимы работы	Множество предустановленных режимов тренировки с регулируемой частотой и интенсивностью для индивидуального лечения
Контроль RF	4 независимых RF-канала, позволяющих индивидуально настраивать выходную энергию и одновременную доставку dual-energy
Система охлаждения	Встроенное активное воздушное охлаждение предотвращает перегрев манипул, позволяя осуществлять непрерывную длительную работу
Пропускная способность	1–4 человека могут лечиться одновременно
Клинический протокол	4 сеанса в течение 2 недель для оптимальных результатов, согласно клиническим исследованиям; видимые улучшения часто уже после первого сеанса
Зоны лечения	Живот, ягодицы, верхняя часть рук (бицепсы/трицепсы), бедра, икры
Профиль безопасности	Неинвазивно; нет радиации, риска поражения током или ожогов; без боли, анестезия не требуется; нулевое время простоя
Ощущения	Клиенты чувствуют теплое, нежное сокращение мышц — без боли, пота или дискомфорта
После лечения	Нет периода восстановления; немедленное возвращение к повседневной деятельности; возможна легкая мышечная усталость
Конструкция	Материалы медицинского класса; прочная конструкция для интенсивного ежедневного использования в загруженных клиниках
Потребление энергии	Стандартное электроснабжение (напряжение и частота доступны по запросу)
Сертификации	Соответствует международным стандартам безопасности и качества (CE, RoHS и др.; уточняйте у производителя)
Гарантия	Стандартная гарантия 1 год с возможностью расширенного покрытия; доступно обучение на месте
Размеры и вес	Пожалуйста, запрашивайте конкретные данные о размерах; разработан для стационарной установки с гибким позиционированием манипул