

Профессиональная Система 7D Hifu Для Лица И Влагалища Для Процедур В Клинике Hifu

Артикул: BL-512



введение

Универсальная система 7D HIFU, разработанная для профессиональных клиник HIFU, предлагающая процедуры для лица и влагалища, моделирование тела и подтяжку кожи. Особенности микро- и макрофокусированного ультразвука, 9 сменных картриджей до 20 000 выстрелов каждый и большой интуитивно понятный сенсорный экран.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Лифтинг и контурирование лица	Полная обработка лица с использованием картриджей 1,5-4,5 мм для подтяжки обвисших щек, определения линии подбородка и сглаживания носогубных складок.	Нехирургический лифтинг с видимой подтяжкой за один сеанс, улучшение в течение 2-3 месяцев.
Периорбитальное омоложение	Запатентованный картридж 2,0 мм нацелен на «гусиные лапки», мешки под глазами и птоз бровей, безопасно доставляя энергию вокруг глазницы.	Уменьшает мелкие морщины и подтягивает область вокруг глаз без термического повреждения глазных структур.
Омоложение шеи и декольте	Зонды 1,5 мм и 3,0 мм обрабатывают горизонтальные линии на шее и дряблую кожу груди, распространенные области раннего старения.	Разглаживает текстуру и восстанавливает упругость, часто за один проход.
Уменьшение второго подбородка и подподбородочного жира	Картриджи 4,5 мм и 6 мм концентрируют энергию на надплатизменном жире, разрушая адипоциты и подтягивая кожу над ними.	Контурит подбородок и шею без инъекций липолитиков или хирургического вмешательства.
Контурирование тела и уменьшение объема	Зонды 9 мм и 13 мм нацелены на стойкий жир на животе, боках и бедрах, уменьшая объем и улучшая дряблость кожи.	Неинвазивное разрушение жировых клеток с постепенным похудением в течение 3-12 месяцев.
Сглаживание целлюлита	Глубокие картриджи обрабатывают фиброзные перегородки и жировые дольки, ответственные за «апельсиновую корку» на бедрах и ягодицах.	Заметно улучшает ровность и текстуру поверхности кожи, повышая уверенность пациентов.
Омоложение и подтяжка влагалища	Вагинальные зонды 3,0 мм и 4,5 мм сокращают слизистую и мышечную оболочки, устраняя дряблость, часто связанную с родами или старением.	Улучшает сексуальную функцию, увеличивает естественную смазку и уменьшает симптомы стрессового недержания мочи.
Постоперационная ретракция кожи	После липосакции или абдоминопластики HIFU ускоряет сокращение кожи и ремоделирование коллагена, улучшая гладкость контуров.	Ускоряет восстановление и уменьшает неровности поверхности, оптимизируя результаты операции.

Параметр	Значение
Модель	BL-512
Технология	MMFU (микро- и макрофокусированный ультразвук)
Функции	Подтяжка кожи, удаление морщин, контурирование тела, подтяжка влагалища
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц
Зоны обработки	Полное лицо, нижняя часть лица, декольте, живот, руки, бедра, ягодицы, область влагалища

Параметр	Значение
Выстрелы HIFU на картридж	20 000
Включенные картриджи	Лицо/тело: 1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9,0 мм, 13 мм; Влагалище: 3,0 мм, 4,5 мм
Расстояние между точками	5,0-25 мм
Выходная мощность	0,1-3,0 Дж
Дисплей	Сенсорный экран 10,4 дюйма
Вес брутто	18,0 кг
Размер упаковки	54 x 46 x 46 см
Гарантия	2 года